

Meer Comfort.
Meer Vertrouwen.
Meer Discretie.

Neem contact op met uw medisch speciaalzaak
voor meer informatie

MediReva

MediReva
Weerhuisweg 4
6226 NC Maastricht
Tel. 043 – 369 08 20
www.medireva.nl/hollister

Bezoek onze website voor meer informatie
www.hollister.nl/vapronieuw

Of neem contact op met Hollister
(0800 52 30 352)



Scan de QR code om
de website te bezoeken

Lees voor gebruik van de VaPro-katheters de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies.

Uitsluitend op recept / voorschrift

Hollister bv
0800 - 52 30 352
klantenservice@hollister.com
www.hollister.nl



Huidig



Vernieuwd

Binnenkort
verwacht

50%* kleinere beschermende
inbrengring, dezelfde 100%
No Touch-bescherming

*Berekend op basis van het volume van het gebruikte materiaal.

Het Hollister-logo, VaPro Pocket en VaPro Plus Pocket
zijn handelsmerken van Hollister Incorporated.
©2019 Hollister Incorporated.

NL-00049



Continence Care



Vernieuwd Design:

- 50%* kleinere en ergonomisch gevormde beschermende inbrengtip, voor comfortabeler inbrengen
- Transparante beschermende inbrengtip om zichtbaarheid te bevorderen
- Discreter verpakkingsontwerp
- Vernieuwd ontwerp resulteert in minder afval

*Berekend op basis van het volume van het gebruikte materiaal.



Makkelijk te openen en te legen urine-opvangzak voor een hygiënischer gebruik
(geldt alleen voor de VaPro Plus Pocket-katheters)



Dezelfde 100% No Touch-bescherming; wat u ook aanraakt, niets raakt de vernieuwde VaPro-katheter

- De beschermende inbrengtip helpt het risico te verminderen om bacteriën in de urinewegen te brengen en helpt de steriele katheter tijdens het inbrengen te beschermen tegen bacteriën in de eerste 15 mm van de plasbuis
- De beschermende sleeve maakt het mogelijk om de katheter overal vast te pakken en geeft de katheter een barrière tegen ziektekiemen

Zie uit naar de vernieuwde VaPro Pocket en VaPro Plus Pocket- katheters



Vanaf april 2020 zullen de vernieuwde VaPro Pocket-katheters de huidige VaPro Pocket-katheters gaan vervangen.

VaPro Pocket
No Touch Intermitterende Katheters



Vanaf juli 2020 zullen de vernieuwde VaPro Plus Pocket catheters de huidige VaPro Plus Pocket-katheters gaan vervangen.

VaPro Plus Pocket
No Touch Intermitterende Katheters